



Флакон Stablcal за калибриране, 600 NTU, без RFID за лазерни турбидиметри TU5200, TU5300sc и TU5400sc

Продукт №:

LZY900

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Нов и подобрен 400 дневен срок на годност!

Прецизно изготвени, предварително смесени разтвори на формазин

Hach приготвя стандартите Stablcal по собствена технология за производство в точни концентрации при широка гама от концентрации - осигурява точно калибриране на турбидиметрите.

На базата на първични формазинови стандарти

Стабилизираните формазинови стандарти Stablcal съдържат същия полимер за разсейване на светлината, както стандартните първични формазинови стандарти за мътност, и функционират по същия начин.

Повишената стабилност пести време и труд

Докато първичните формазинови стандарти могат да се приготвят директно в лабораторията, процесът е трудоемък и времеемък. Освен това разредените стандарти не са стабилни. Stablcal е стабилизирана версия на формазин, осигуряваща стабилни резултати без необходимите време и усилия за приготвяне на стандарти в лабораторията.

Доверие в резултатите

Hach са първите, които прилагат формазин като стандарт за мътност при питейна вода, преди повече от 40 години. Стандартите Stablcal се основават на десетилетия опит в измерването на мътността.