



Intellical MTC306 – комбиниран сребърен метален електрод за аргентометрични титрувания с AT1000

Продукт №: MTC30601
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Intellical MTC306 е цифрова комбинирана сонда със сребърен метален прът с референтен елемент с възможност за пълнене и интегриран температурен сензор. Сондата се предлага с кабел от 1 метър и е предназначена за приложение на титруване с Titralab серия AT1000. MTC306 е идеален за аргентометрично титруване на валежи, определящо съдържанието на хлориди/сол във вода, и приложения с хранителни продукти.

Спецификации

Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Епоксид
Връзка:	Връзка порест щифт
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Сребърен прът
Дължина:	200 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	Метално титруване на RedOx, Pt/реф.
Изисквания за теста:	Необходим параметър: аргентометрично титруване
Измерване, диапазон:	Минимална дълбочина на пробата (mm): 20 ± 1200 mV
Комплект продукти:	Модел: MTC306
Параметър:	Включени принадлежности: няма mV
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 200 mm
Разтвор за пълнене:	1 M KNO ₃ (№ 28564026)
Специална функция:	Аргентометрично титруване (сребърен нитрат)
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолюция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 80 °C
Термистор:	ATC
Тип метод:	Лабораторни условия: RedRod/референтен елемент с възможност за пълнене

Тип на сондата:

Стандарт