



Мензура за калибриране на електрод/сензор, без цвят 30 mL, опаковка/80

Продукт №:

SM5010

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Безцветни, градуирани 30 mL пластмасови мензури. Икономична, тъй като гарантира използването на оптимално количество буфер по време на стъпките на калибриране, което предотвратява прекомерно използване на буфери от операторите. Безопасна, тъй като еднократната употреба предотвратява замърсяване. Може да се използва за калибриране както на pH електроди, така и на клетки за проводимост.