



Be Right™



Мензура за калибриране на рН електрод, червена, 30 mL, опаковка/80

Продукт №:

SM5011

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Цветни и градуирани 30 mL пластмасови мензури. Съответства на цветовото кодиране на буфера, за да не позволи на операторите да използват грешен буфер при калибриране. Икономична, тъй като гарантира използването на оптимално количество буфер по време на стъпките на калибриране, което предотвратява прекомерно използване на буфери от операторите. Безопасна, тъй като еднократната употреба предотвратява замърсяване.