



## pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Продукт №:            | 08362=A=2000      |
| BGN Цена:             | Свържете се с нас |
| Доставка до 2 седмици |                   |

Part of analogue pH sensor 8362, specially designed for pure water pH measurement.

---

### Спецификации

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Гаранция:            | 6 месеца                |
| Дължина:             | 120 mm                  |
| Измерване, диапазон: | 0 - 14 pH               |
| Кабелна връзка:      | S7 connector            |
| Материал:            | Sensor: Glass           |
| Приложение:          | Ultrapure water         |
| Резба на датчика:    | Pg 13,5                 |
| Референтен електрод: | None                    |
| Свързка:             | S7 Connector            |
| Специални бележки:   | pure water pH electrode |
| Температурен датчик: | PT100                   |