



Стандартен разтвор за нитрат, 1000 mg/L, 500 mL

Продукт №:

1279249

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Нитрат, 1000 mg/L ± 10 mg/L NO₃-N (NIST). Бутилки от 500 mL

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Съществено важно е винаги да се извършват измервания с резултати, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	1000 mg/L ± 10 mg/L NO ₃ -N
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Стандартен разтвор азот-нитрат като NO ₃ ⁻ -N (NIST)
Параметър:	Нитрат
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 - 25°C (защита от светлина)