



## Буферни капсули с прахообразен реактив, рН 8,00, опаковка/15

Продукт №:

1407995

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



### Стандартни буферни разтвори за рН за лабораторни и полеви анализи

Капсули с прахообразен реактив, буфер за рН за калибриране на електрод за рН. Всяка капсула с прахообразен реактив подготвя 50 mL пресен буферен разтвор. Без цвят. рН е  $8,00 \pm 0,02$  при 25°C. Опаковка от 15 капсули с прахообразен реактив. Опаковка от 15 капсули с прахообразен реактив

#### Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни буферни разтвори за рН е от ключово значение.

#### Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на рН е добра грижа и калибриране на електрода за рН.

#### Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

### Спецификации

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| NIST проследимост:       | Да                                            |
| Package settings:        | Капсули с прахообразен реактив                |
| рН стойност (и):         | $8,00 \pm 0,02$ рН при 25°C                   |
| Кодиран цвят?:           | не                                            |
| Обем / опаковка, размер: | 15 бр.                                        |
| Описание:                | Реагент за калибриране с буфер за рН          |
| Специални бележки:       | Изхвърлете подготовения разтвор след употреба |
| Условия на съхранение:   | 10 – 25°C (защита от светлина)                |