



Phosphorus, orthophosphate (reactive) test kit, model PO-14

Продукт №:

147500

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Спецификации

Parameter:	Phosphorus
Smallest increment:	0.1
	1
Бр. тестове:	100 C**
Вид на корпуса:	D
Измерване, диапазон:	Single Range
Метод, име:	Color disc/Stannous
Модел:	PO-14
Модел на тестов комплект:	PO-14
Параметър:	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - As PO_4^{3-}
Платформа:	Цветен диск
Стандартен обхват на измерване:	0 - 4.4 mg/L PO_4