



Стандартен разтвор за азот-амоняк, 50 mg/L като NH₃-N, оп./16 – ампули от 10 mL Voluette

Продукт №: 1479110
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

За проверки за точност при определяне на амонячен азот

Опростени проверки за точност

Стандартите с ампули Voluette и PourRite са проектирани да работят директно с проверките за точност с добавяния на стандарти в процедурите на Hach и софтуера на фотометъра. Използвайте пипетата TenSette за извършване на прецизни прибавяния на стандарт и проверка на процента на възстановяване, за да потвърдите производителността на аналитичната система.

Свеждане до минимум на отпадъците

Отваряйте нова ампула със стандарт за всяка проверка на точност. Всяка ампула съдържа достатъчно стандарт за един набор от добавяния на стандарт.

Надеждни резултати

Запечатаните ампули предотвратяват инцидентното замърсяване или изпаряване на стандартните разтвори.

Спецификации

Концентрация:	50 mg/L
Обем / опаковка, размер:	mL/16
Описание:	Стандартен разтвор за амоняк като NH ₃ -N
Платформа:	Разтвор