



Cylinder, graduated, mixing, glass, 25 mL ± 0.3 mL, 0.5 mL divisions, glass stopper #13

Продукт №: 189640
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Low form, single metric scale, glass stopper, graduated. Calibrated "to contain," durable white scale.

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Спецификации

Вид:	Една метрична стойност, смесено
Измерване метод:	To Contain
Капацитет:	25 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B