



Стандартен разтвор за нитрат, 1 mg/L, 500 mL

Продукт №: 204649
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Нитрат, 1,00 mg/L $\pm 0,01$ mg/L NO₃-N (NIST). 500 mL бутилка

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Съществено важно е винаги да се извършват измервания с резултати, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	4,43 mg/L $\pm$ 0,04 mg/L NO ₃
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Стандартен разтвор азот-нитрат като NO ₃ ⁻ -N (NIST)
Параметър:	Нитрат
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)