



EDTA standard solution, 0.0200N, 4L

Продукт №: 20556
EUR Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

For hardness determination by buret titration. Hach methods 8222 (calcium) and 8226 (total). 0.0200N (0.0100 M) (N/50) 4 liter bottle

Спецификации

Измерване, диапазон:	0 - 5,000 mg/L CaCO ₃
Метод, име:	EDTA Titration
Обем / опаковка, размер:	4
Платформа:	Разтвор

Задължителни аксесоари

- Защитни ръкавици, размер L, сини, нитрил, без пудра, 50 броя (Item SM743L)