



Be Right™



APA6000 Hardness Standard Solution, 0.50 mg/L CaCO₃ (NIST), 946 mL

Продукт №:

2058016

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Спецификации

Инструмент:	APA6000
Концентрация:	0,50 mg/L
Обем:	946 mL
Описание:	Hardness Standard Solution (NIST)
Параметър:	Hardness
Условия на съхранение:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.