



Цилиндър, градуиран, смесителен, стъклен, 25 mL $\pm$ 0,3 mL, деления от по 0,5 mL, полиетиленова тапа

Продукт №: 2088640
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Този градуиран стъклен цилиндър е калибриран за съхраняване на точно определено количество и е с лята основа. Всеки от тях включва полиетиленова тапа. Градуирането е от траен син емайл, който е обработен топлинно.

Спецификации

Вид:	Една метрична стойност, смесено
Измерване метод:	Съдържание
Капацитет:	25 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Стъкло
Обем / опаковка, размер:	1 за един бр.
Сертификати:	Клас B