



Cylinder, graduated, mixing, Glass, 50 mL ± 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Продукт №: 2088641
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

This tall form glass graduated cylinder is calibrated “to contain” with a molded in base. Each includes glass penny head stopper. Graduations are in durable white enamel bake.

Спецификации

Вид:	Една метрична стойност, смесено
Измерване метод:	To Contain
Капацитет:	50 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B