



Пипета, серологична, стерилна, полистиренова, 5 mL, синя, 200/пак.

Продукт №: 2092667
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стерилна пластмасова пипета за еднократна употреба. Опаковани поотделно. Цветово кодирани. Калибрирани „за доставка“. Съответства на ASTM E934.

Graduations are calibrated for accurate dispensing to within $\pm 2\%$

Pipets meet BST/TSE requirements; latex-free

DNase/RNase-free, non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-haemolytic

Спецификации

Graduations:	0.10 mL
Negative Graduations:	2.0 mL
Капацитет:	5 mL
Обем / опаковка, размер:	200 /пак.