



Be Right™



Пипета, серологична, стерилна, полистиренова, 10 mL, оранжева, 200/пак.

Продукт №:

2092668

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Стерилна пластмасова пипета за еднократна употреба. Опаковани поотделно. Цветово кодирани. Калибрирани „за доставка“. Съответства на ASTM E934.

Спецификации

Graduations:	0.10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL
Капацитет:	10 mL
Обем / опаковка, размер:	200 /пак.