



Пипета, серологична, стерилна, полистиренова с тапа, 10 mL, 50/пак.

Продукт №: 2092828
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стерилна пластмасова пипета за еднократна употреба с тапа. Опаковано в насипно състояние в 2x 25/пакет с цветово кодиране. Черни възходящи/низходящи деления. Калибрирани „за доставка“. Точност $\pm 2\%$.

Спецификации

Graduations:	0.10 mL
Капацитет:	10 mL
Обем / опаковка, размер:	50 /пак.