



## Пипета, серологична, стерилна, полистиренова с тапа, 1 mL, 50/пак.

Продукт №: 2092835  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Стерилна пластмасова пипета за еднократна употреба с тапа. Опаковано в насипно състояние в 2x 25/пакет. Цветово кодирани. Черни възходящи/низходящи деления. Калибрирани „за доставка“. Точност  $\pm 2\%$ .

---

### Спецификации

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Graduations:             | 0.01 mL  |
| Капацитет:               | 1 mL     |
| Обем / опаковка, размер: | 50 /пак. |