



Пипета, Mohr, стъклена, 10 mL

Продукт №:	2093438
BGN Цена:	Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка	

Пипети от клас В, калибрирани „за доставка“. Трайна кафява, градуирана скала, слята в тялото. С цветово кодиране за обем. Накрайници, подсилени за трайност. Проектирани от ASTM E1293, по изисквания на клас В, стил 1.

Спецификации

Graduations:	0.1 mL
Капацитет:	10,0 mL
Обем / опаковка, размер:	1 за един бр.