



## Test kit, nitrite, nitrogen, model NI-15

Продукт №:

2182000

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

---

### Спецификации

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Parameter:                      | Nitrite                                                           |
| Smallest increment:             | 0.01                                                              |
| Бр. тестове:                    | 100                                                               |
| Вид на корпуса:                 | D                                                                 |
| Измерване, диапазон:            | Single Range                                                      |
| Метод, име:                     | Color disc/Diazotization                                          |
| Модел:                          | NI-11                                                             |
| Модел на тестов комплект:       | NI-15                                                             |
| Параметър:                      | Nitrogen, Nitrite, low range - As NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N |
| Платформа:                      | Цветен диск                                                       |
| Стандартен обхват на измерване: | 0 - 0.40 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N                     |