



Стандартен разтвор за калциева твърдост, 10 000 mg/L CaCO₃ (NIST), 16 x ампули от 10 mL

Продукт №:

218710

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



За проверки за точност при определяния на калциева твърдост.

Опростени проверки за точност

Стандартите с ампули Voluette и PourRite са проектирани да работят директно с проверките за точност с добавяния на стандарти в процедурите на Hach и софтуера на фотометъра. Използвайте пипетата Tensette за извършване на прецизни прибавяния на стандарт и проверка на процента на възстановяване, за да потвърдите производителността на аналитичната система.

Свеждане до минимум на отпадъците

Отваряйте нова ампула със стандарт за всяка проверка на точност. Всяка ампула съдържа достатъчно стандарт за един набор от добавяния на стандарт.

Надеждни резултати

Запечатаните ампули предотвратяват инцидентното замърсяване или изпаряване на стандартните разтвори.

Спецификации

Концентрация:	10000 mg/L
Обем / опаковка, размер:	10 mL /
Описание:	Стандартен разтвор за калций
Платформа:	Разтвор