



DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 5 mL, pk/50

Продукт №:

2198246

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



For determination of total chlorine with Hach's Chlorine Visual Test Kits- 2060400. Sample Size: 5 mL. Range: up to 2.5 mg/L Cl_2 . Pack of 50 Powder Pillows.

Boric Acid free!

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	5 mL
Метод, име:	DPD
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 - 25 °C