



Накрайници за пипети, пипета Tensette 1970010, 1,0 - 10,0 mL, нестерилни, пак./250

Продукт №:	2199725
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Извършете точно и икономично пипетиране с пипети TenSette на Hach. Едноканалните пипети с въздушно изместване се предлагат в два модела: обеми от 0,1 - 1,0 mL (с деления от 0,1 mL) или от 1,0 - 10,0 mL (с деления от 1,0 mL). Избор на обем с просто завъртане на купола.

Спецификации

Обем / опаковка, размер:	250 /пак.
--------------------------	-----------