



## Стандартен разтвор за калций, 1000 mg/L, 500 mL

Продукт №: 2240349  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Налично

### Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Калций, 1000 mg/L  $\pm$  8 mg/L Ca<sup>2+</sup> (NIST). 500 mL бутилка

#### Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Съществено важно е винаги да се извършват измервания с резултати, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

#### Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

#### Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

---

### Спецификации

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Package settings:        | Бутилка                                                                                                  |
| Концентрация:            | 1000 mg/L $\pm$ 8 mg/L Ca <sup>2+</sup>                                                                  |
| Обем / опаковка, размер: | 500 mL                                                                                                   |
| Параметър:               | Калций                                                                                                   |
| Платформа:               | Разтвор                                                                                                  |
| Специални бележки:       | Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца |
| Условия на съхранение:   | 10 – 25°C (защита от светлина)                                                                           |