



Стандартен разтвор за сулфитен еквивалент, 5000 mg/L като SO₃, оп./16 – ампули от 10 mL Voluette

Продукт №: 2267410
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стандартен разтвор за натриев тиосулфат (0,125 N), еквивалентен на 5000 mg/L като SO₃

Опростени проверки за точност

Стандартите с ампули Voluette и PourRite са проектирани да работят директно с проверките за точност с добавяния на стандарти в процедурите на Hach и софтуера на фотометъра. Използвайте пипетата TenSette за извършване на прецизни прибавяния на стандарт и проверка на процента на възстановяване, за да потвърдите производителността на аналитичната система.

Свеждане до минимум на отпадъците

Отваряйте нова ампула със стандарт за всяка проверка на точност. Всяка ампула съдържа достатъчно стандарт за един набор от добавяния на стандарт.

Надеждни резултати

Запечатаните ампули предотвратяват инцидентното замърсяване или изпаряване на стандартните разтвори.

Спецификации

Концентрация:	5000 mg/L
Обем / опаковка, размер:	mL/16
Описание:	Разтвор за сулфитен еквивалент като SO ₃ ²⁻ (NIST)
Платформа:	Разтвор