



Глицинова р-толуенсулфонова киселина, 25 g

Продукт №: 2278024
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стандарт (глицинова PTSA) протеин-TKN: 5,665% N, 35,40% суров протеин. За проверка на точността и възстановяване на разграждането при определянето на общ азот и TKN. Бутилка от 25 g. Вижте 2277800 за пълния набор от три стандарта с повишаваща се устойчивост към разграждане.

Спецификации

Платформа: Jar