



Ниацинова р-толуенсулфонова киселина, 25 g

Продукт №: 2278124
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стандарт (ниацинов PTSA) протеин-ТКН: 4,743% N, 29,64% суров протеин. За проверка на точността и възстановяване на разграждането при определянето на общ азот и ТКН. Бутилка от 25 g. Вижте 2277800 за пълния набор от три стандарта с повишаваща се устойчивост към разграждане.

Спецификации

Платформа: Jar