



Буферен разтвор, рН 7,00, цветово кодиран, жълт, 50 mL

Продукт №: 2283526
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Стандартни буферни разтвори за рН за лабораторни и полеви анализи

Стандартен буферен разтвор за рН за калибриране на електрод за рН. Цветово кодиран буферен разтвор за рН за лесна идентификация. рН е $7,00 \pm 0,02$ при 25°C. 50 mL бутилка за наливане отгоре, препоръчителна за полева употреба.

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни буферни разтвори за рН е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на рН е добра грижа и калибриране на електрода за рН.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	$7,00 \pm 0,02$ рН при 25°C
Кодиран цвят?:	Да
Обем / опаковка, размер:	50 mL
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за рН
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 6 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)