



**Be Right™**



## Буферен разтвор, pH 7,00, цветово кодиран, жълт, 20 L

Продукт №:

2283561

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

### Стандартни буферни разтвори за pH за лабораторни и полеви анализи

Стандартен буферен разтвор за pH за калибриране на електрод за pH. Цветово кодиран буферен разтвор за pH за лесна идентификация. pH е  $7,00 \pm 0,02$  при  $25^{\circ}\text{C}$ . Опаковка с 20 L торба в кутия със сгъваем вътрешен мехур в бяла кутия от гофриран картон. Идеален размер на опаковката за лаборатории, които извършват голям обем тестване на pH.

#### Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни буферни разтвори за pH е от ключово значение.

#### Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на pH е добра грижа и калибриране на електрода за pH.

#### Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

### Спецификации

NIST проследимост:

Да

Package settings:

Торба в кутия (BiB)

pH стойност (и):

$7,00 \pm 0,02$  pH при  $25^{\circ}\text{C}$

Кодиран цвят?:

Да

Обем / опаковка, размер:

20 L

Описание:

Реагент за калибриране с буфер за pH

Специални бележки:

Наблюдаван срок на годност след отваряне при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 6 месеца

Условия на съхранение:

$10 - 25^{\circ}\text{C}$  (защита от светлина)