



Буферен разтвор, рН 10,01, цветово кодиран, син, 50 mL

Продукт №:	2283626
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Стандартни буферни разтвори за рН за лабораторни и полеви анализи

Стандартен буферен разтвор за рН за калибриране на електрод за рН. Цветово кодиран буферен разтвор за рН за лесна идентификация. рН е $10,01 \pm 0,02$ при 25°C . 50 mL бутилка за наливане отгоре, препоръчителна за полева употреба.

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни буферни разтвори за рН е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на рН е добра грижа и калибриране на електрода за рН.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	$10,01 \pm 0,02$ рН при 25°C
Кодиран цвят?:	Да
Обем / опаковка, размер:	50 mL
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за рН
Условия на съхранение:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (защита от светлина)