



Стандартен разтвор за калций, 10 mg/L, 100 mL

Продукт №: 2305442
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Калций, 10,00 mg/L $\pm 0,14$ mg/L Ca^{2+} (NIST). Бутилки от 100 mL

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Съществено важно е винаги да се извършват измервания с резултати, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	25 mg/L $\pm 0,35$ mg/L CaCO_3
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Параметър:	Калций
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)