



## Standard solution, sodium chloride, 85.47 mg/L (180 µS/cm), 1L

Продукт №: 2307553  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

### Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

For standardization and accuracy checks in conductivity measurements

---

#### Спецификации

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Package settings:        | Bottle                                                                             |
| Концентрация:            | 85.47 mg/L as Sodium Chloride (NaCl)                                               |
| Обем / опаковка, размер: | 1000 mL                                                                            |
| Описание:                | Conductivity calibration solution                                                  |
| Параметър:               | Conductivity                                                                       |
| Платформа:               | Разтвор                                                                            |
| Специални бележки:       | Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months |
| Условия на съхранение:   | 10 - 25 °C (protect from light)                                                    |
| Формула:                 | NaCl                                                                               |