



Стандартен разтвор за амоняк, 1000 mg/L, 1 L

Продукт №: 2354153
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Амоняк, 1000 mg/L $\pm$ 20 mg/L NH₃-N. 1 L бутилка

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди. Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	1000 mg/L $\pm$ 20 mg/L NH ₃ -N
Обем / опаковка, размер:	1 L
Описание:	Стандартен разтвор за амоняк
Параметър:	Амоний
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)