



Reagent set, copper, free & total

Продукт №:

2439200

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



For determination of free and complexed (chelated) Copper by the Binchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L. Set includes: Free Copper Reagent Powder Pillows and Hydrosulfite Power Pillows for 100 tests.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Инструмент:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Метод, име:	Bicinchoninate
Платформа:	Прахови вложки