



Набор реактиви, разграждане на фосфор

Продукт №:

2459000

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



За разграждане с киселинен персулфат на проби за определяне на общ фосфор (фосфат) по фотометричните методи на Hach. Изисква допълнителни реактиви за измерване на реактивния фосфор, генериран от разграждането. Наборът съдържа капсули с прахообразен реактив за калиев персулфат, разтвор за натриев хидроксид (5,0 N) и сярна киселина (5,25 N). Приблизително 100 теста.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0.06-3.50 mg/L
Инструмент:	Всички
Метод, номер:	8190
Платформа:	Reagent Set
Хидролиза, изисквана:	Да