



Test Tube, rack, polyethylene, 20 mm (O.D.), 20 holes

Продукт №:

2497912

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Twenty-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5"). Color may Vary.

Спецификации

Диаметър:	20 mm
Обем / опаковка, размер:	1 each
Отвори за цилиндъра за проба:	20
Разположение на цилиндъра за проба:	4 x 5