



Разтвор за кондициониране, ISENH3181, 500 mL

Продукт №:	2541249
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Използвано като разтвор за кондициониране между пробите

Кондициониращ разтвор за амонячен йон-селективен електрод (ISENH3181), бутилка от 500 mL се използва като кондициониращ разтвор между пробите.

Това решение е за използване между пробни тестове. Това ще помогне за нулиране на вътрешното pH и ще осигури по-бързи и точни отчитания.

Моля, обърнете внимание: Този разтвор **не** трябва да се използва за съхранение (през нощта или повече), моля, вижте ръководството за електрод ISENH3181.

Спецификации

Formula:	$(\text{NH}_4) \text{HSO}_4$
Solution Type:	Съхранение
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	ISENH3181
Платформа:	Разтвор

Задължителни аксесоари

- Стандартен разтвор за амоняк, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)