



Sample vial, 120 mL w/out thiosulfate, 200/pk

Продукт №:	2634002
BGN Цена:	Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка	

120 mL sterile, hinged-cap vials meet all EPA requirements for microbiology sampling. Collection, incubation, and accurate reading can all be done in the vial without a transfer step. 100 mL raised fill line. Polypropylene.

Спецификации

Диаметър:	43 mm
Дължина:	93 mm
Капацитет:	Fill line at 100 mL ($\pm$ 2.5 mL)
Обем / опаковка, размер:	200/pk
Специална функция:	Sample Vial, without Thiosulfate