



Комплект за калибриране, стандарти за мътност Stabical, турбидиметър 2100N / N IS, бутилки от 100 mL

Продукт №:

2662110

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Комплект за калибриране на стандарти Stabical за лабораторни турбидиметри 2100N и 2100N IS. Одобрени от USEPA за целите на калибрирането. Стабилизираните формазинови стандарти за мътност Stabical представляват истински разтвори на формазин, разработени за използване с всички турбидиметри. Комплектът включва бутилки от 100 mL за стандарти <0,1, 20, 200, 1000 и 4000 NTU.

Прецизно изготвени, предварително смесени формазинови разтвори

Hach приготвя стандартите Stabical по собствена технология за производство в точни концентрации при широка гама от концентрации - осигурява точно калибриране на турбидиметрите.

На базата на първични формазинови стандарти

Стабилизираните формазинови стандарти Stabical съдържат същия полимер за разсейване на светлината, както стандартните първични формазинови стандарти за мътност и функционират по един и същи начин.

Подобрената стабилност спестява време и труд

Докато първичните формазинови стандарти могат да се приготвят директно в лабораторията, процесът е трудоемък и времеемък. Освен това разредените стандарти не са стабилни. Stabical представлява стабилизирана версия на формазин, осигуряваща стабилни резултати без времето и усилията за приготвяне в лабораторията.

Доверие в резултатите

Hach са първите, които прилагат формазин като стандарт за мътност при питейна вода, преди повече от 40 години. Стандартите Stabical се основават на десетилетия опит в измерването на мътността.

Спецификации

Концентрация: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Обем / опаковка, размер: комплект от 5