



Комплект вторичен гелов стандарт SpecCheck, флуорид, 0 - 2,0 mg/L F

Продукт №:

2712500

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Плътни и готови за употреба гел-стандарт за проверка на уреди в лабораторията и на полето.

Наборът съдържа четири флакона, напълнени с гелове, които симулират цвета на теста при различни концентрации.

Спецификации

Инструмент: Всички освен серия DR/3000,

DR 900 и DR/800

Концентрация: 0 - 2,00 mg/L F

Метод, име: SPADNS