



Разтвор за съхранение за рН (3М калиев хлорид), 50 mL

Продукт №:	2756559
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Разтвор за пълнене за референтен елемент на електрод, калиев хлорид (KCl), 3 М, 50 mL бутилка

Спецификации

Formula:	KCl 3M
Solution Type:	Повторно пълнене
Обем / опаковка, размер:	50 mL
Описание:	RHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Платформа:	Разтвор