



Разтвор за пълнене, вътрешен, поларографичен DO, 50 mL

Продукт №:

2759126

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Разтвор за пълнене за поларографична сонда за разтворен кислород, калиев хлорид/глицерин, 50 mL бутилка

Спецификации

Formula:	KCl и глицерин
Solution Type:	Повторно пълнене
Обем / опаковка, размер:	50 mL
Описание:	5130, 5197000
Платформа:	Разтвор