



CA610 Fluoride Reagent Set

Продукт №: 2816900
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

CA610 Fluoride Analyser Reagent Set includes: Reagent 1 (TISAB), Standard #1, 0.5 mg/L F, Standard #2, 5.0 mg/L F.

Спецификации

Измерване, диапазон:	N/A
Инструмент:	CA610
Параметър:	Fluoride
Условия на съхранение:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.