



Стандарт за контрол на качеството за неорганични вещества за питейни води, 500 mL

Продукт №: 2833049
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Стандарт за контрол на качеството за неорганични вещества за питейни води. Готов за употреба. Не се изисква разреждане. Смесеният стандарт включва: флуорид: 1 mg/L F⁻, нитрат: 2 mg/L NO₃⁻-N, фосфат: 2 mg/L PO₄³⁻, сулфат: 50 mg/L SO₄²⁻. 500 mL бутилка.

Спецификации

Концентрация:	Флуорид 1 mg/L F ⁻
Описание:	Стандарт за контрол на качеството за неорганични вещества за питейни води, със смесени параметри
Платформа:	Разтвор