



Стандарт за контрол на качеството – твърдост, висок диапазон, 500 mL

Продукт №:

2833349

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Готов за употреба – не се изисква разреждане. Смесеният стандарт включва: обща твърдост: 1000 mg/L като CaCO₃, калциева твърдост: 500 mg/L като CaCO₃. 500 mL бутилка

Спецификации

Концентрация:

Калциева твърдост 500 mg/L CaCO₃

Описание:

Стандарт за контрол на качеството с висок диапазон на твърдост, със смесени параметри

Платформа:

Разтвор