



## Стандарт за контрол на качеството – твърдост, нисък диапазон, 500 mL

Продукт №:

2833449

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Готов за употреба – не се изисква разреждане. Смесеният стандарт включва: обща твърдост: 100 mg/L като CaCO<sub>3</sub>. Калциева твърдост: 50 mg/L като CaCO<sub>3</sub>.

---

### Спецификации

Концентрация:

Калциева твърдост 50 mg/L CaCO<sub>3</sub>

Описание:

Стандарт за контрол на качеството с нисък диапазон на твърдост, със смесени параметри

Платформа:

Разтвор