



Стандарт за контрол на качеството за потребност от кислород, оп./16 – ампула от 10 mL Voluette

Продукт №: 2833510
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Готов за употреба – не се изисква разреждане. Стандарт за контрол на качеството за потребност от кислород, BOD – 396 mg/L. COD – 617 mg/L. TOC – 245 mg/L.

Спецификации

Концентрация:	COD – 617 mg/L
Описание:	Стандарт за контрол на качеството за потребност от кислород, със смесени параметри
Платформа:	Разтвор