



Стандарт за контрол на качеството за метали за питейни води, висок диапазон, 500 mL

Продукт №: 2833649
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Готов за употреба – не се изисква разреждане. Смесеният стандарт включва: мед: 2,5 mg/L Cu, желязо: 1,5 mg/L Fe, манган: 5 mg/L Mn. 500 mL бутилка

Спецификации

Концентрация:	Желязо: 1,5 mg/L Fe
Описание:	Стандарт за контрол на качеството за метали за питейни води (висок диапазон), със смесени параметри
Платформа:	Разтвор