



Стандарт за контрол на качеството за метали за питейни води, нисък диапазон, 500 mL

Продукт №: 2833749
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Готов за употреба – не се изисква разреждане. Смесеният стандарт включва: мед: 1 mg/L Cu, желязо: 0,3 mg/L Fe, манган: 0,1 mg/L mg/Mn. 500 mL бутилка.

Спецификации

Концентрация:	Желязо: 0,3 mg/L Fe
Описание:	Стандарт за контрол на качеството за метали за питейни води (нисък диапазон), със смесени параметри
Платформа:	Разтвор